



Neu!

Wir testen auf neutralisierende
Antikörper gegen das Corona-Virus.

Ergebnis in 15 Minuten.

Wir beraten Sie gern!





Eckdaten zum neuen Antikörper-Test gegen das Corona-Virus

Es werden neutralisierende Antikörper gegen das Corona-Virus gemessen. Daraus lässt sich eine Aussage ableiten, ob der Patient gegen eine Infektion geschützt ist.

Einen gültigen Schwellenwert, ab welchem Titer eine Infektion verlässlich verhindert werden kann, gibt es noch nicht. Untersuchungen aus Oxford zeigten, dass ab einem Titer von 506 BAU/ml keine Infektionen auftraten. Eine Studie der Universität von Toulouse gab den kritischen Titer mit 256 BAU/ml an.

Mit diesem Test kann die Entscheidung erleichtert werden, wann der Patient nachgeimpft werden sollte. Außerdem können für ältere oder immunsupprimierte frisch geimpfte Patienten (3 Wochen nach Impfung) Aussagen getroffen werden, ob die Impfung eine entsprechende Immunantwort ausgelöst hat. Zum Dritten kann verfolgt werden, ob eine leichte oder unbemerkte Erkrankung zu gewünschter Immunität geführt hat.

Verfahren:	Entnahme von Kapillarblut aus der Fingerbeere
Kosten:	35€
Zeitaufwand:	15 Minuten
Gerät:	concil alpha 1 des Herstellers Affimedix (USA)